

平成26年9月発売 新製品

米国・TBS社製 病理関連製品

カーリングを最小限に抑える
凍結包埋ミディアム

ティッシュ フリージング ミディアム TFM



- 独自の製法でカーリングを最小限に。薄い連続した切片の取り出しが容易になります
- 含む水の量が少なく、凍結によるひび割れを防ぎ、自己蛍光を引き起こしません
- クリアー以外にも4色あり、薄切や染色の間、複数の試料の区別が容易です
- 固定や染色の過程で残留物なく容易に取り除けます
- 臨床の診断で標準的な3～6 μmの凍結切片が容易に得られます

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0911820	ティッシュ フリージング ミディアム 5色セット	4オンス × 5色	¥26,800	TFM-5
0911800	ティッシュ フリージング ミディアム クリアー	4オンス (113.4 g)	¥ 4,900	TFM-C
0911801	ティッシュ フリージング ミディアム イエロー		¥ 5,400	TFM-Y
0911802	ティッシュ フリージング ミディアム グリーン		¥ 5,400	TFM-G
0911803	ティッシュ フリージング ミディアム レッド		¥ 5,400	TFM-R
0911804	ティッシュ フリージング ミディアム ブルー		¥ 5,400	TFM-B

ティッシュ マーキング ダイ TMD

- わずか30～60秒で乾燥します
- ホルマリン固定された組織にも新鮮な組織にも柔軟に対応します
- 剥がれ落ちによるティッシュプロセッサ試薬のコンタミをなくします
- ほかのプロセスや評価を邪魔しません
にじみ出たりほかの染料と混ざり合ったりしませんので、ヘマトキシン染色された組織を通してダイをきれいに見ることができます
- サージカルマージンとトリミングマージンを明確に区別することができます



0911870

注文コード	品名	入数	価格	メーカーコード
0911870	ティッシュ マーキング ダイ キット 7色セット、各色2オンス(56.7g)、ラック入	1セット	¥51,000	TMD-7
0911850	ティッシュ マーキング ダイ リフィル ブラック	8オンス (約226.8g)	¥22,600	TMD-BK
0911851	ティッシュ マーキング ダイ リフィル ブルー		¥22,600	TMD-BL
0911852	ティッシュ マーキング ダイ リフィル イエロー		¥22,600	TMD-Y
0911853	ティッシュ マーキング ダイ リフィル レッド		¥22,600	TMD-R
0911854	ティッシュ マーキング ダイ リフィル オレンジ		¥22,600	TMD-O
0911855	ティッシュ マーキング ダイ リフィル パープル		¥22,600	TMD-P
0911856	ティッシュ マーキング ダイ リフィル グリーン		¥22,600	TMD-G

パラ ガード

- パラフィンの付着を防ぎます
ラボ、機器をきれいに保ちます。パラガードはパラフィンにさらされることのある表面に保護コーティングを施し、パラフィンが蓄積されるのを防ぎます
同時に付着しているパラフィンをきれいにします
- キシレンを使用せず、毒性もありません
- 環境にやさしく、キシレンやトルエンなど有害な化学薬品を使用していません
スプレーして、パラフィンをふき取るだけです
- 金属、木製、プラスチックの表面にお使いいただけます

パラガードはラボのほとんどの表面に安全に使用でき、材質にも害を与えません
毎日の清掃が楽になります



注文コード	品名	価格	メーカーコード
0911900	パラガード 4オンス ポンプボトル	¥ 5,200	PG
0911910	パラガード 16オンス スプレーボトル	¥11,900	PG-16

株式会社 TOHO

〒132-0025 東京都江戸川区松江1-1-13
e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ : <http://www.j-toho-kk.co.jp>
TEL.03-3654-6611 (代表)
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々はその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。
必要な専門知識を有しない方には使用ができない場合があります、相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。
カタログ中の価格は平成26年12月現在のもので予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。