

数量限定

hilgenberg

# NMRチューブ (5mm)

# キャンペーン

- 最高品質のボロシリケートガラスが使用されています
- 底は凸レンズ状です
- NMRの周波数は300MHzまで

外径：4.95 ± 0.05 mm

肉厚：0.38 mm

長さ：178 mm ± 0.5 mm




価格: **¥9,900**/50本 **¥198**/1本

注文コード:0517905

## キャップ (EVA製) 10色 (オートクレーブ不可)



写真	注文コード	カラー	数量	価格
1	0517861	ブラック	50個	¥550
2	0517862	ブルー		
3	0517863	グリーン		
4	0517864	ライトブルー		
5	0517865	オレンジ		
6	0517866	ピンク		
7	0517867	パープル		
8	0517868	レッド		
9	0517869	ホワイト		
10	0517870	イエロー		



※キャップのみの販売はいたしません。

## NMRチューブ用ロングパスツール


- 先端がNMRチューブの底まで届く長いパスツールピペット
- 7インチ (178 mm)、8インチ (203 mm) 用の2種類
- ソーダガラス製



注文コード	全長 (L <sub>1</sub> )	入数	価格	適合NMRチューブ	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	s	メーカーコード
0520300	300 mm	250本	¥10,000	178 mm (7")	105	195	22	7	1.5	1.2	0.55	31-501-62
0520350	350 mm	250本	¥15,000	203 mm (8")	120	230	22	8	1.5	1.3	0.7	31-501-66

## X線結晶解析用キャピラリー マークチューブ

- タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です
- 肉厚は0.01 mmと極めて薄く長さは80 mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています
- ガラスの材質はソーダガラス、リンデマンガラス、ボロシリケートガラス、石英ガラスの4種類があります



直径 (mm)	入数	NO.10 ソーダガラス			NO.14 リンデマンガラス			NO.50 ボロシリケートガラス			石英ガラス		
		注文コード	価格	メーカーコード	注文コード	価格	メーカーコード	注文コード	価格	メーカーコード	注文コード	価格	メーカーコード
0.08	25	0514080	別途	4007800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.1	25	0515010	¥11,200	4007801	0515210	¥15,000	4007401	0515410	¥15,400	4007601	0515610	¥21,900	4017501
0.2	25	0515020	¥ 9,300	4007802	0515220	¥13,000	4007402	0515420	¥12,700	4007602	0515620	¥19,200	4017502
0.3	25	0515030	¥ 8,100	4007803	0515230	¥11,700	4007403	0515430	¥10,900	4007603	0515630	¥18,700	4017503
0.4	25	0515040	¥ 9,700	4007804	0515240	¥13,400	4007404	0515440	¥12,900	4007604	0515640	¥22,000	4017504
0.5	25	0515050	¥ 8,100	4007805	0515250	¥11,700	4007405	0515450	¥10,900	4007605	0515650	¥24,100	4017505
0.6	25	0515060	¥ 9,700	4007806	0515260	¥13,400	4007406	0515460	¥12,900	4007606	0515660	¥22,000	4017506
0.7	25	0515070	¥ 8,100	4007807	0515270	¥11,700	4007407	0515470	¥10,900	4007607	0515670	¥18,700	4017507
0.8	25	0515080	¥10,200	4007808	0515280	¥14,000	4007408	0515480	¥13,300	4007608	0515680	¥22,900	4017508
0.9	25	0515090	¥10,200	4007809	0515290	¥14,000	4007409	0515490	¥13,300	4007609	0515690	¥22,900	4017509
1.0	25	0515100	¥ 9,100	4007810	0515300	¥12,700	4007410	0515500	¥12,700	4007610	0515700	¥21,100	4017510
1.5	25	0515110	¥10,500	4007815	0515310	¥14,300	4007415	0515510	¥14,800	4007615	0515710	¥20,500	4017515
2.0	25	0515120	¥15,500	4007820	0515320	¥19,600	4007420	0515520	¥21,400	4007620	0515720	¥23,900	4017520
2.5	15	0515130	¥17,700	4007825	0515330	¥23,600	4007425	0515530	¥25,800	4007625	0515730	¥32,600	4017525
3.0	15	0515140	¥24,700	4007830	0515340	¥31,700	4007430	0515540	¥38,400	4007630	0515740	¥62,300	4017530
3.5	10	0515150	¥19,800	4007835	0515350	¥25,400	4007435	0515550	¥34,500	4007690	0515750	¥49,400	4017535
4.0	5	0515160	¥21,000	4007840	0515360	¥27,400	4007440	0515560	¥35,900	4007691	0515760	¥48,600	4017540
5.0	5	0515170	¥39,500	4007845	0515370	¥50,900	4007445	0515570	¥50,800	4007692	0515770	¥85,800	4017545
ガラスの融点		708 °C			585 °C			815 °C			1730 °C		

## ガラス ニードル

- ルアーがついたボロシリケートガラス ニードルです
- マークチューブへのサンプルの注入やキャピラリーのような微小なスペースへの充填に便利です
- 金属と違い柔らかく柔軟性があるため作業が楽にできます

### ニードル

注文コード	使用する マークチューブの径	サイズ		価格(1本)	メーカーコード
		内径(mm)	長さ(mm)		
0517200	≥ 0.6 mm	~ 0.4	~ 70	¥3,150	4018103
0517210	≥ 0.3 mm	~ 0.2	~ 70	¥3,300	4018104
0517220	≥ 0.6 mm	~ 0.4	~ 100	¥3,150	4018105
0517230	≥ 0.3 mm	~ 0.2	~ 100	¥3,300	4018106
0517240	≥ 0.2 mm	~ 0.08	~ 100	¥4,800	4018107
0517250	≥ 0.1 mm	~ 0.05	~ 100	¥7,400	4018108

### シリンジ

注文コード	容量	材質	シール	アダプター	価格(1本)	メーカーコード
0517500	0.5 mL	ポリプロピレン	シリコンゴム	ルアー	¥200	6000020



## 株式会社 TOHO

〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13  
 e-mail : sales@j-toho-kk.co.jp  
 ホームページ : http://www.j-toho-kk.co.jp  
 TEL.03-3654-6611(代表)  
 FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々はその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができない場合があります。相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。カタログ中の価格は平成28年5月現在のもので予告なく変更する場合があります。また価格には消費税は含まれておりません。